

Инструкции за пробата

Свежи проби (Цялостна периферна кръв или костно-мозъчен аспират)

Пробата трябва да съдържа > 20% елементи с ядра за оптимален анализ.

ЦЯЛОСТНА ПЕРИФЕРНА КРЪВ

- 1 Напълнете една EDTA (с лилава капачка) епруветка с кръв.
- 2 Вземете 2,5 мл кръв в една PAXgene епруветка за изолиране на РНК (вижте отделната инструкция за допълнителни данни).
- 3 Убедете се, че на EDTA и PAXgene епруветките са поставени етикети с вида на пробата (напр., PB peripheral blood= периферна кръв), датата на взимане на кръвта и двата уникални пациентски идентификатора на пациента (етикетите са включени в комплекта).
- 4 Изпратете и ДВТЕ епруветки при стайна температура, като потвърдите ускореното/за едно денонощие изпращане с куриер, за да гарантирате доставка на следващия ден (вижте инструкциите за изпращането по-долу за повече данни).

КОСТНО-МОЗЪЧЕН АСПИРАТ

- 1 Вземете 2,5 мл костно-мозъчен аспират в една EDTA (с лилава капачка) епруветка.
- 2 Убедете се, че епруветката е правилно етикетирана с вида проба (напр., BMA bone marrow aspirate= костно-мозъчен аспират), дата на взимане и двата уникални пациентски идентификатора (етикетите са включени в комплекта).
- 3 Изпратете при стайна температура, като потвърдите ускореното/за едно денонощие изпращане с куриер, за да гарантирате доставка на следващия ден (вижте инструкциите за изпращането по-долу за повече информация).



Допълнителни изисквания за изпращане на пробите

- Цялостната периферната кръв и костно-мозъчния аспират трябва да бъдат получени в деня след вземането на пробата за оптимален анализ, тъй като чувствителността на откриването може да намалее с времето. Моля, осигурете изпращането на пробите от понеделник до четвъртък, при стайна температура, и потвърдете ускореното/за едно денонощие изпращане с куриер, за да гарантирате доставка на следващия ден. За пробите, изпратени в петък, трябва да потвърдите ускорено за едно денонощие изпращане с куриер и се приемат до 14.00 ч. в събота.
- Неопластичните/ лезионни клетки трябва да представляват поне 20% от всички ядрени клетъчни елементи (туморното съдържание ще се определя на базата на цитоморфологичен преглед заедно с други подкрепящи лабораторни резултати, когато е уместно).
- Пробите НЕ трябва да бъдат замразявани преди изпращането.
- Моля, изпратете актуални или скорошни резултати от лабораторни изследвания (напр., пълна кръвна картина / с диференциално броене, резултати от флоуцитометрия, окончателен патологичен доклад на костния мозък), ако има такива.

Изисквания за изпращане на екстрахирана нуклеинова

киселина

Вид нуклеинова киселина	СРЕДА НА ИЗПРАЩАНЕ	КОНЦЕНТРАЦИЯ*	ОБЕМ	ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ
ДНК	Свободна от нуклеаза вода	Picogreen: $\geq 3,5$ ng/ μ l UV: ≥ 10 ng/ μ l	≥ 60 μ l	Изпратете в рамките на едно денонощие, замразена със сух лед
РНК	Свободна от нуклеаза вода	Ribogreen: ≥ 20 ng/ μ l	≥ 30 μ l	Изпратете в рамките на едно денонощие, замразена със сух лед

* Моля, посочете концентрацията във формуляра с искане за изследване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

1. Моля, извадете документите (Митническа фактура и Разрешението за внос) от комплекта за доставка на проби на FoundationOne® Heme.
2. Моля, поставете пробите и Формуляра с искане за изследване за FoundationOne® Heme (TRF) в комплекта за доставка на проби на FoundationOne® Heme.
3. Моля поставете Комплекта за доставка на проби в плика за доставка и запечатайте преди изпращане.
4. Моля, разпечатайте етикетите за доставка (товарителница за въздушен транспорт), които ще бъдат доставени с имейл след искането за вземане на пробата и ги подгответе заедно с всички останали документи (Митническата фактура и Разрешението за внос), те трябва да бъдат готови извън плика за доставка).
5. Моля, изчакайте куриера за да вземе пробата, като предадете запечатания плик и всички документи за доставката.

*Моля, потвърдете приоритетно за едно денонощие изпращане с куриер, за да гарантирате доставка на следващия ден.
(Забележка: По изключение, когато е необходима съботна доставка, трябва да бъде обозначена на товарителницата за въздушен транспорт, за да се гарантира правилното обслужване).*